



# Joson-Care 2024



安全第一 品質優良 永續經營





經營理念 →




歷史發展 →



Joson-Care 強盛興於西元 2000 年正式成立。主要產品線包含醫療床設備 (電動床 / 手動床)、居家護理床設備，不僅在台灣市場具有優良的聲譽，在製造生產技術上更是最有經驗及專業的醫療床製造公司。每一件產品都經過非常嚴格的品質管控過程，以確保準確性、強度和可靠性，在各方面都具有強大的競爭力。

為提升管理效率及達到產品品質符合國際標準規範，更通過 ISO-13485/LVD/EMC/FDA/MDR/QMS 的認證，也驗證公司理念提供高品質品、良好的客戶服務和不斷地技術創新，與此同時可以保證產品的價值及競爭力更是高於業界水準，成為最卓越的醫療器材製造公司。





目前 Joson-Care 強盛興外銷至全球 30 餘地區，如美國、日本、法國、韓國、印度、伊朗、巴拿馬、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國...等。

2008



**高規安全認證**  
通過醫療電子器材  
高規範安全要求認證  
IEC 60601-38

2014



**最新安全認證**  
通過醫療電子器材  
最新安全要求認證  
IEC 60601-52

2023



**許可認證**  
歐盟醫療器材許可認證  
MDR


2023



**品質管理系統**  
醫療器材品質管理  
系統準則QMS

多樣的醫療床系列產品，皆自主設計研發而來，從使用者的安全及操作進行產品設計，持續挹注研發能量，歷年來推出的各系列產品，廣受市場好評；透過持續不斷的推陳出新，累積多年研發經驗，更奠定了強盛興立足市場 24 年的成長基石。


創建自有檢驗實驗室，針對醫療床的各部元件，設立專業檢測程序模組，進行耐用度、妥善率、操作性、安全性...等驗證測試，確保產品設計、安全、質量，皆能符合國際安規及市場需求。




# 02.16系列




## ES-02JH



背部升降  
0~75°



膝部升降  
0~30°



床面升降




背膝聯動




醫療安規認證



170KG  
安全負載



3PCS  
線性傳動推桿



後備電源  
(選配)



IP54  
電控系統  
防水等級


## ES-16N



背部升降  
0~85°



膝部升降  
0~40°




床面升降




醫療安規認證



225KG  
安全負載



3PCS  
線性傳動推桿




後備電源  
(選配)




IP54  
電控系統  
防水等級


## MS-16NS



背部升降  
0~85°



膝部升降  
0~40°



床面升降



醫療安規認證



225KG  
安全負載

# ES-02JH

## 安養型電動床



衛部醫器製壹登字第000547號 | 醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2 | 國際醫療安規認證IEC 60601-2-52

### 標配

- 手持操作器
- 防撞塊
- 防塵煞車輪
- 點滴架插孔 (4個)
- 引流袋掛勾 (4個)
- 床墊擋片 (6個)

### 選配

- 護欄 (全覆式、扶手式、插式)
- P型輔助護欄
- 床尾控制面板
- 防塵中控煞車系統
- 後備儲電電池
- 適用床墊尺寸 L1930×W840×H100mm



扶手式護欄 (選配)

架設於床體側邊，可選擇外開角度輔助被照顧者日常起居，並保護其避免滑落床下



防誤觸安全扣



可拆式床頭尾板



插式護欄收納座



手持操作器



點滴架插孔



床墊止滑設計-床墊擋片

# ES-16N

## 標準型電動照護床


衛部醫器製壹登字第000547號 | 醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2 | 國際醫療安規認證IEC 60601-2-52

### 標配

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 手持操作器    | <input checked="" type="checkbox"/> 點滴架插孔 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 護欄 (全覆式) | <input checked="" type="checkbox"/> 引流袋掛勾 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 防撞塊      | <input checked="" type="checkbox"/> 床墊擋片 (6個)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 一般輪      |  |

### 選配

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 床尾控制面板                   |
| <input type="checkbox"/> 鎖定功能/復歸功能                |
| <input type="checkbox"/> 防塵中控煞車系統                 |
| <input type="checkbox"/> 防塵煞車輪                    |
| <input type="checkbox"/> P型輔助護欄                   |
| <input type="checkbox"/> 後備儲電電池                   |
| <input type="checkbox"/> 適用床墊尺寸 L1930×W840×H100mm |



標準型醫療床



全覆式護欄 另可選配P型輔助護欄·架設床邊後·可依需求平放或立起·以保護臥床者



床尾控制器(選配)



手持操作器



紅色開關固定床頭尾板



床墊止滑設計-床墊擋片

# MS-16NS

## 標準型手動照護床


衛部醫器製壹登字第003251號 | 醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2 | 國際醫療安規認證IEC 60601-2-52

### 標配


- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 護欄 (全覆式) | <input checked="" type="checkbox"/> 點滴架插孔 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 防撞塊      | <input checked="" type="checkbox"/> 引流袋掛勾 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 氣壓棒      | <input checked="" type="checkbox"/> 床墊擋片 (6個)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 一般輪      |  |

### 選配


- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 防塵中控煞車系統                 |
| <input type="checkbox"/> 防塵煞車輪                    |
| <input type="checkbox"/> P型輔助護欄                   |
| <input type="checkbox"/> 適用床墊尺寸 L1930×W840×H100mm |



全覆式護欄 另可選配P型輔助護欄，架設床邊後，可依需求平放或立起，以保護臥床者




氣壓棒



點滴架插孔



可拆式床頭尾板



床墊止滑設計-床墊擋片





| 規格                | ES-02JH        | ES-16N         | MS-16NS        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 床全長(至防撞塊)         | L : 2130mm     | L : 2115mm     | L : 2115mm     |
| 床全寬               | W : 1000mm     | W : 1000mm     | W : 1000mm     |
| 床面長               | L : 1910mm     | L : 1910mm     | L : 1910mm     |
| 床面寬               | W : 845mm      | W : 845mm      | W : 845mm      |
| 床面高度              | H : 320~630mm  | H : 350~660mm  | H : 350~660mm  |
| 背部床面升降            | 0~75°          | 0~85°          | 0~85°          |
| 膝部床面升降            | 0~30°          | 0~40°          | 0~40°          |
| 安全負載              | 170kg          | 225kg          | 225kg          |
| 床輪直徑              | 4"             | 5"             | 5"             |
| 傳動方式(馬達數)         | 3              | 3              | 手搖桿            |
| 供給電壓              | AC 120V        | AC 120V        | 無              |
| 頻率                | 50/60Hz        | 50/60Hz        | 無              |
| 後備電源              | 選配             | 選配             | 無              |
| 防塵、防水等級<br>(電控系統) | IP54           | IP54           | 無              |
| 醫療安規認證            | IEC 60601-2-52 | IEC 60601-2-52 | IEC 60601-2-52 |

|        |                 |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 適用床墊尺寸 | L1930xW840xH100 | L1930xW840xH100 | L1930xW840xH100 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|

規格公差：床全長/寬/高 ±20mm      護欄寬 ±30mm      角度 +5° -0° ( ES-02JH ±3° )

| 功能配備     | ES-02JH                             | ES-16N                              | MS-16NS                             |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 手持操作器    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| 護欄       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 防撞塊      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 床尾控制     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| 鎖定功能     |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| 復歸功能     |                                     | <input type="checkbox"/>            |                                     |
| 氣壓棒      |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 防塵中控煞車系統 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 防塵煞車輪    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 一般輪      |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 點滴架插孔    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 引流袋掛勾    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 床墊擋片     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

標配     選配



### 總公司 強盛興企業股份有限公司

📍 桃園市龜山區湖山街180巷77弄11號

☎ 03-329-0925

✉ overseas@joson-care.com.tw

🌐 www.joson-care.com

### 台中 分公司

地址：台中市西屯區成都路280號1樓

電話：04-2316-0743

### 台南 分公司

地址：台南市仁德區中正路一段732號

電話：06-266-2809



Document No.: JCQB-099  
Release Date: 2024.06.01  
Version: I