



# Joson-Care 2024



安全第一 品質優良 永續經營





經營理念




歷史發展



Joson-Care 強盛興於西元 2000 年正式成立。主要產品線包含醫療床設備 (電動床 / 手動床)、居家護理床設備，不僅在台灣市場具有優良的聲譽，在製造生產技術上更是最有經驗及專業的醫療床製造公司。每一件產品都經過非常嚴格的品質管控過程，以確保準確性、強度和可靠性，在各方面都具有強大的競爭力。

為提升管理效率及達到產品品質符合國際標準規範，更通過 ISO-13485/LVD/EMC/FDA/MDR/QMS 的認證，也驗證公司理念提供高品質品、良好的客戶服務和不斷地技術創新，與此同時可以保證產品的價值及競爭力更是高於業界水準，成為最卓越的醫療器材製造公司。





目前 Joson-Care 強盛興外銷至全球 30 餘地區，如美國、日本、法國、韓國、印度、伊朗、巴拿馬、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國...等。

2008



**高規安全認證**  
通過醫療電子器材  
高規範安全要求認證  
IEC 60601-38

2014



**最新安全認證**  
通過醫療電子器材  
最新安全要求認證  
IEC 60601-52

2023



**許可認證**  
歐盟醫療器材許可認證  
MDR


2023



**品質管理系統**  
醫療器材品質管理  
系統準則QMS

多樣的醫療床系列產品，皆自主設計研發而來，從使用者的安全及操作進行產品設計，持續挹注研發能量，歷年來推出的各系列產品，廣受市場好評；透過持續不斷的推陳出新，累積多年研發經驗，更奠定了強盛興立足市場 24 年的成長基石。

創建自有檢驗實驗室，針對醫療床的各部元件，設立專業檢測程序模組，進行耐用度、妥善率、操作性、安全性...等驗證測試，確保產品設計、安全、質量，皆能符合國際安規及市場需求。






# 09.96系列



## ES-09DW



## ES-96HD





## ES-09DW

### 加護型電動磅秤床

衛部醫器製壹登字第000547號  
醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2



#### 標配

- 背部X-Ray
- 內外側護欄控制面板
- 護欄安全開關
- 背部傾斜角度顯示
- 防撞塊
- 床尾控制/磅秤
- 鎖定功能/復歸功能
- 電動床面傾斜
- 防塵中控煞車系統
- 點滴架插孔 (6個)
- 引流袋掛勾 (4個)
- 床墊擋片 (4個)


#### 選配

- 照地燈
- 手持操作器/液晶手控器
- 適用床墊尺寸 L1980×W890×H120mm

## ES-96HD

### 加護型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號  
醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2  
國際醫療安規認證IEC 60601-2-38




#### 標配

- 內外側護欄控制面板
- 護欄安全開關
- 床體/背部傾斜角度顯示
- 防撞塊
- 床尾控制
- 電動床面傾斜
- 鎖定功能
- 復歸功能
- 防塵中控煞車系統
- 點滴架插孔 (6個)
- 引流袋掛勾 (4個)
- 床墊擋片 (6個)

#### 選配

- CPR快速釋放
- 手持床尾操作器
- 適用床墊尺寸 L1980×W890×H100mm



床尾控制面板



護欄設計-直上直下模式



床墊止滑設計-床墊擋片





規格	ES-09DW	ES-96HD	功能配備	ES-09DW	ES-96HD
床全長(至防撞塊)	L : 2250mm	L : 2250mm	背部X-Ray	<input checked="" type="checkbox"/>	
床全寬:護欄放下	W : 940mm	W : 940mm	護欄雙面按鍵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
護欄升起	1060mm	1060mm	床體/背部傾斜角度顯示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床面長	L : 2020mm	L : 2020mm	CPR快速釋放	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床面寬	W : 925mm	W : 925mm	防撞塊	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床面高度:中控輪	H : 455~755mm	H : 455~755mm	床尾控制	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
背部床面升降	0~85°	0~85°	手持床尾操作器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
膝部床面升降	0~22°	0~32°	磅秤	<input checked="" type="checkbox"/>	
床面傾斜	±12°	±12°	鎖定功能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
安全負載	225kg	225kg	復歸功能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床輪直徑	5"	5"	一般輪		<input checked="" type="checkbox"/>
傳動方式(馬達數)	4	4	防塵中控煞車系統	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
供給電壓&頻率	AC 100-240V ; 50/60Hz	AC 100-240V ; 50/60Hz	防塵煞車輪		<input type="checkbox"/>
後備電源	DC 24V 2.0Ah	DC 24V 2.0Ah	點滴架插孔	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
防塵、防水等級(電控系統)	IP66	IP66	引流袋掛勾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
醫療安規認證	IEC 60601-2-38	IEC 60601-2-38	床墊擋片	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

標配  選配

適用床墊尺寸	L1980×W890×H120	L1980xW890xH100
--------	-----------------	-----------------

規格公差：床全長/寬/高 ±20mm 護欄寬 ±30mm 角度 +5° -0°





### 總公司 強盛興企業股份有限公司

📍 桃園市龜山區湖山街180巷77弄11號

☎ 03-329-0925

✉ overseas@joson-care.com.tw

🌐 www.joson-care.com

### 台中 分公司

地址：台中市西屯區成都路280號1樓

電話：04-2316-0743

### 台南 分公司

地址：台南市仁德區中正路一段732號

電話：06-266-2809



Document No.: JCQB-099  
Release Date: 2024.06.01  
Version: I