



# Joson-Care 2024



安全第一 品質優良 永續經營





經營理念




歷史發展



Joson-Care 強盛興於西元 2000 年正式成立。主要產品線包含醫療床設備 (電動床 / 手動床)、居家護理床設備，不僅在台灣市場具有優良的聲譽，在製造生產技術上更是最有經驗及專業的醫療床製造公司。每一件產品都經過非常嚴格的品質管控過程，以確保準確性、強度和可靠性，在各方面都具有強大的競爭力。

為提升管理效率及達到產品品質符合國際標準規範，更通過 ISO-13485/LVD/EMC/FDA/MDR/QMS 的認證，也驗證公司理念提供高品質品、良好的客戶服務和不斷地技術創新，與此同時可以保證產品的價值及競爭力更是高於業界水準，成為最卓越的醫療器材製造公司。





目前 Joson-Care 強盛興外銷至全球 30 餘地區，如美國、日本、法國、韓國、印度、伊朗、巴拿馬、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國...等。

2008



**高規安全認證**  
通過醫療電子器材  
高規範安全要求認證  
IEC 60601-38

2014



**最新安全認證**  
通過醫療電子器材  
最新安全要求認證  
IEC 60601-52

2023



**許可認證**  
歐盟醫療器材許可認證  
MDR


2023



**品質管理系統**  
醫療器材品質管理  
系統準則QMS

多樣的醫療床系列產品，皆自主設計研發而來，從使用者的安全及操作進行產品設計，持續挹注研發能量，歷年來推出的各系列產品，廣受市場好評；透過持續不斷的推陳出新，累積多年研發經驗，更奠定了強盛興立足市場 24 年的成長基石。

創建自有檢驗實驗室，針對醫療床的各部元件，設立專業檢測程序模組，進行耐用度、妥善率、操作性、安全性...等驗證測試，確保產品設計、安全、質量，皆能符合國際安規及市場需求。






# 12系列




## ES-12HD / ES-12DW




背部升降  
0~75°




膝部升降  
0~30°



床面升降



背膝聯動



正床面傾斜  
±12°



反床面傾斜  
±12°



床體傾斜  
角度顯示器




背部傾斜  
角度顯示器



醫療安規認證



230KG  
安全負載



4PCS  
線性傳動推桿




後備電源



IP66  
電控系統  
防水等級


## ES-12DF / ES-11DF




背部升降  
0~75°




膝部升降  
0~30°



床面升降



背膝聯動



正床面傾斜±12°  
(可選配)



反床面傾斜±12°  
(可選配)



床體傾斜  
角度顯示器




背部傾斜  
角度顯示器




醫療安規認證



230KG  
安全負載



3PCS(可選配)  
線性傳動推桿



後備電源



IP66  
電控系統  
防水等級



# ES-12DW

## ICU電動加護磅秤床



衛部醫器製壹登字第000547號 | 醫療電器設備電磁相容性 | 國際認可醫療設備IEC 60601-1  
 醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2 | 國際醫療安規認證IEC 60601-2-52

### 標配

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 背部X-Ray     | <input checked="" type="checkbox"/> 復歸功能       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 內外側護欄控制面板   | <input checked="" type="checkbox"/> 電動床面傾斜     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 護欄安全開關      | <input checked="" type="checkbox"/> 一鍵式坐姿      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床體/背部傾斜角度顯示 | <input checked="" type="checkbox"/> 床尾延伸       |
| <input checked="" type="checkbox"/> CPR快速釋放     | <input checked="" type="checkbox"/> 防塵中控煞車系統   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 防撞輪         | <input checked="" type="checkbox"/> 點滴架插孔 (6個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床尾控制        | <input checked="" type="checkbox"/> 引流袋掛勾 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 磅秤          | <input checked="" type="checkbox"/> 床墊擋片 (6個)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定功能        | <input checked="" type="checkbox"/> 高度警示燈      |

### 選配

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 照地燈                      |
| <input type="checkbox"/> 手持操作器/液晶手控器              |
| <input type="checkbox"/> 適用床墊尺寸 L2000×W880×H120mm |



5功能床尾控制面板設有磅秤及離床監視



床面高度警示燈



床面傾斜



一鍵式坐姿



床墊止滑設計-床墊擋片

# 11 / 12系列


國際醫療安規認證

11、12系列床型符合IEC 60601-2-52醫療安規，床頭尾板與護欄間隙小於6cm



## ES-12DW

磅秤功能與床尾控制



預防跌落功能



重量移位

被照顧者嘗試跨越護欄時，即會發出警示音提醒

# ES-12HD

## 尊爵型電動床


衛部醫器製壹登字第000547號 | 醫療電器設備電磁相容性 | 國際認可醫療設備IEC 60601-1  
 醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2 | 國際醫療安規認證IEC 60601-2-52

### 標配

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 背部X-Ray     | <input checked="" type="checkbox"/> 一鍵式坐姿      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 內外側護欄控制面板   | <input checked="" type="checkbox"/> 電動床面傾斜     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 護欄安全開關      | <input checked="" type="checkbox"/> 床尾延伸       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床體/背部傾斜角度顯示 | <input checked="" type="checkbox"/> 防塵中控煞車系統   |
| <input checked="" type="checkbox"/> CPR快速釋放     | <input checked="" type="checkbox"/> 點滴架插孔 (6個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 防撞輪         | <input checked="" type="checkbox"/> 引流袋掛勾 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床尾控制        | <input checked="" type="checkbox"/> 床墊擋片 (6個)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定功能        | <input checked="" type="checkbox"/> 高度警示燈      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 復歸功能        |  |

### 選配

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 照地燈                      |
| <input type="checkbox"/> 手持操作器/液晶手控器              |
| <input type="checkbox"/> 適用床墊尺寸 L2000×W880×H120mm |



5功能床尾控制面板設有鎖定及復歸按鍵



X-Ray固定座



床體/背部傾斜角度顯示



護欄內外雙側控制面板



床尾延伸設計



# ES-12DF

## 尊爵型電動床



衛部醫器製壹登字第000547號 | 醫療電器設備電磁相容性 | 國際認可醫療設備IEC 60601-1  
 醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2 | 國際醫療安規認證IEC 60601-2-52

### 標配

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 內外側護欄控制面板   | <input checked="" type="checkbox"/> 復歸功能       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 護欄安全開關      | <input checked="" type="checkbox"/> 床尾延伸       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床體/背部傾斜角度顯示 | <input checked="" type="checkbox"/> 防塵中控煞車系統   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 防撞輪         | <input checked="" type="checkbox"/> 點滴架插孔 (6個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床尾控制        | <input checked="" type="checkbox"/> 引流袋掛勾 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 一鍵式坐姿       | <input checked="" type="checkbox"/> 床墊擋片 (6個)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定功能        | <input checked="" type="checkbox"/> 高度警示燈      |

### 選配

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 背部X-Ray                  | <input type="checkbox"/> 電動床面傾斜      |
| <input type="checkbox"/> CPR快速釋放                  | <input type="checkbox"/> 照地燈         |
| <input type="checkbox"/> 手動控制系統                   | <input type="checkbox"/> 手持操作器/液晶手控器 |
| <input type="checkbox"/> 適用床墊尺寸 L2000×W880×H120mm |                                      |



ICU 醫療床



一鍵式坐姿



床面高度警示燈



符合國際醫療安規  
IEC 60601-2-52



床尾延伸設計



護欄內外雙側控制面板

## ES-11DF

### 尊爵型電動床





衛部醫器製壹登字第000547號 | 醫療電器設備電磁相容性 | 國際認可醫療設備IEC 60601-1  
醫療器械電磁干擾認證IEC 60601-1-2 | 國際醫療安規認證IEC 60601-2-52

#### 標配


- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 內外側護欄控制面板   | <input checked="" type="checkbox"/> 床尾延伸       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 護欄安全開關      | <input checked="" type="checkbox"/> 防塵中控煞車系統   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床體/背部傾斜角度顯示 | <input checked="" type="checkbox"/> 點滴架插孔 (6個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 防撞輪         | <input checked="" type="checkbox"/> 引流袋掛勾 (4個) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床尾控制        | <input checked="" type="checkbox"/> 床墊擋片 (6個)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 鎖定功能        | <input checked="" type="checkbox"/> 高度警示燈      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 復歸功能        |  |

#### 選配

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 背部X-Ray                  | <input type="checkbox"/> 電動床面傾斜      |
| <input type="checkbox"/> CPR快速釋放                  | <input type="checkbox"/> 照地燈         |
| <input type="checkbox"/> 手動控制系統                   | <input type="checkbox"/> 手持操作器/液晶手控器 |
| <input type="checkbox"/> 適用床墊尺寸 L1900×W880×H120mm |                                      |



unit: mm



床面傾斜 (選配)



CPR快速釋放 (選配)



護欄安全開關



引流袋掛勾



床墊止滑設計-床墊擋片



規格	ES-12DW	ES-12HD	ES-12DF	ES-11DF	功能配備	ES-12DW	ES-12HD	ES-12DF	ES-11DF
床全長(至防撞塊)	L : 2220mm	L : 2220mm	L : 2220mm	L : 2120mm	背部X-Ray	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床全寬:護欄放下 護欄升起	W : 950mm 1000mm	W : 950mm 1000mm	W : 950mm 1000mm	W : 950mm 1000mm	護欄雙面按鍵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床面長	L : 2020mm	L : 2020mm	L : 2020mm	L : 1920mm	背部傾斜角度顯示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床面寬	W : 900mm	W : 900mm	W : 900mm	W : 900mm	床體傾斜角度顯示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床面高度	H : 455~755mm	H : 455~755mm	H : 455~755mm	H : 455~755mm	CPR快速釋放	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
背部床面升降	0~75°	0~75°	0~75°	0~75°	防撞輪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
膝部床面升降	0~30°	0~30°	0~30°	0~30°	床尾控制	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
床面傾斜	±12°	±12°	選配	選配	手持操作器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全負載	230kg	230kg	230kg	230kg	磅秤	<input checked="" type="checkbox"/>			
床輪直徑	5"	5"	5"	5"	鎖定功能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
傳動方式(馬達數)	4	4	3/4	3	復歸功能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
供給電壓	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	手動傾斜控制系統			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
頻率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	床尾延伸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
後備電源	DC 24V 2.0Ah	DC 24V 2.0Ah	DC 24V 2.0Ah	DC 24V 2.0Ah	一鍵式坐姿	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
防塵、防水等級 (電控系統)	IP66	IP66	IP66	IP66	電動床面傾斜	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
醫療安規認證	IEC 60601-2-52	IEC 60601-2-52	IEC 60601-2-52	IEC 60601-2-52	防塵中控煞車系統	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					點滴架插孔	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					引流袋掛勾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					床墊擋片	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
適用床墊尺寸	L2000xW880xH120	L2000xW880xH120	L2000xW880xH120	L1900xW880xH120	高度警示燈	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					照地燈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					液晶手控器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

規格公差：床全長/寬/高 ±20mm 護欄寬 ±30mm 角度 +5° -0°

標配  選配





### 總公司 強盛興企業股份有限公司

📍 桃園市龜山區湖山街180巷77弄11號

☎ 03-329-0925

✉ overseas@joson-care.com.tw

🌐 www.joson-care.com

### 台中 分公司

地址：台中市西屯區成都路280號1樓

電話：04-2316-0743

### 台南 分公司

地址：台南市仁德區中正路一段732號

電話：06-266-2809



Document No.: JCQB-099  
Release Date: 2024.06.01  
Version: I