



Joson-Care 2024




安全第一 品質優良 永續經營





經營理念




歷史發展



Joson-Care 強盛興於西元 2000 年正式成立。主要產品線包含醫療床設備 (電動床 / 手動床)、居家護理床設備，不僅在台灣市場具有優良的聲譽，在製造生產技術上更是最有經驗及專業的醫療床製造公司。每一件產品都經過非常嚴格的品質管控過程，以確保準確性、強度和可靠性，在各方面都具有強大的競爭力。

為提升管理效率及達到產品品質符合國際標準規範，更通過 ISO-13485/LVD/EMC/FDA/MDR/QMS 的認證，也驗證公司理念提供高品質品、良好的客戶服務和不斷地技術創新，與此同時可以保證產品的價值及競爭力更是高於業界水準，成為最卓越的醫療器材製造公司。





目前 Joson-Care 強盛興外銷至全球 30 餘地區，如美國、日本、法國、韓國、印度、伊朗、巴拿馬、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國...等。

2008



高規安全認證
通過醫療電子器材
高規範安全要求認證
IEC 60601-38

2014



最新安全認證
通過醫療電子器材
最新安全要求認證
IEC 60601-52

2023



許可認證
歐盟醫療器材許可認證
MDR


2023



品質管理系統
醫療器材品質管理
系統準則QMS

多樣的醫療床系列產品，皆自主設計研發而來，從使用者的安全及操作進行產品設計，持續挹注研發能量，歷年來推出的各系列產品，廣受市場好評；透過持續不斷的推陳出新，累積多年研發經驗，更奠定了強盛興立足市場 24 年的成長基石。

創建自有檢驗實驗室，針對醫療床的各部元件，設立專業檢測程序模組，進行耐用度、妥善率、操作性、安全性...等驗證測試，確保產品設計、安全、質量，皆能符合國際安規及市場需求。



嬰幼兒床系列



JC-012



背部升降
0~80°



膝部升降
0~40°




床面升降



170KG

安全負載



3PCS

線性傳動推桿



後備電源



IP66

電控系統
防水等級

JC-011



背部升降
0~80°



膝部升降
0~40°



90KG

安全負載

JC-010



背部升降
0~80°



90KG

安全負載

JC-012

衛部醫器製壹登字第005942號


小兒電動病床

標配


- 手持操作器
- 防撞塊
- 床尾控制
- 鎖定功能/復歸功能
- 防塵中控煞車系統
- 點滴架插孔 (4個)

選配

- 防塵煞車輪
- 適用床墊尺寸 L1850xW830xH100mm



床尾控制面板



護欄升降控制手把



手持操作器



防塵煞車輪

JC-011

衛部醫器製壹登字第005942號


小兒手動病床

標配

- 2搖桿
- 一般輪
- 點滴架插孔 (4個)

選配

- 適用床墊尺寸 L1520xW720xH100mm



手搖桿 (2搖桿) 手搖搖桿用於操作背部、膝部調整




床體結構堅實耐用



護欄升降控制手把

JC-010

小兒手動病床




標配

- 1搖桿
- 一般輪
- 點滴架插孔 (4個)

選配

- 適用床墊尺寸 L1120xW660xH100mm



JC-031 塑鋼嬰兒床

尺寸：L700 x W440 x H910mm
公差正負20mm

材質：壓克力嬰兒盆、塑鋼蜂巢板櫃體
角度：嬰兒盆可調整角度0~20°



JC-030 嬰兒床

尺寸：L680 x W380 x H760mm
公差正負20mm

材質：壓克力嬰兒盆、304#不鏽鋼床架



規格	JC-012	JC-011	JC-010
床全長(至防撞塊)	L : 2050mm	L : 1640mm	L : 1240mm
床全寬	W : 1000mm	W : 860mm	W : 800mm
床面長	L : 1870mm	L : 1510mm	L : 1125mm
床面寬	W : 845mm	W : 720mm	W : 625mm
床面高度	H : 650~850mm	H : 720mm	H : 650mm
背部床面升降	0~80°	0~80°	0~80°
膝部床面升降	0~40°	0~40°	無
安全負載	170kg	90kg	90kg
床面骨架	SUS304+烤漆	SUS304+烤漆	SUS304+烤漆
床輪直徑	5"	4"	4"
傳動方式(馬達數)	3	手搖桿 (2搖)	手搖桿 (1搖)
供給電壓 & 頻率	AC 100-240V ; 50/60Hz	無	無
後備電源	DC 24V 2.0Ah	無	無
防水等級(電控系統)	IP66	無	無
床墊尺寸	L1850xW830xH100	L1520xW720xH100	L1120xW660xH100

規格公差：床全長/寬/高 ±20mm 護欄寬 ±30mm 角度 +5° -0°

功能配備	JC-012	JC-011	JC-010
手持操作器	<input checked="" type="checkbox"/>		
防撞塊	<input checked="" type="checkbox"/>		
床尾控制	<input checked="" type="checkbox"/>		
鎖定功能	<input checked="" type="checkbox"/>		
復歸功能	<input checked="" type="checkbox"/>		
防塵中控煞車系統	<input checked="" type="checkbox"/>		
防塵煞車輪	<input type="checkbox"/>		
一般輪		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
點滴架插孔	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

標配 選配



總公司 強盛興企業股份有限公司

📍 桃園市龜山區湖山街180巷77弄11號

☎ 03-329-0925

✉ overseas@joson-care.com.tw

🌐 www.joson-care.com

台中 分公司

地址：台中市西屯區成都路280號1樓

電話：04-2316-0743

台南 分公司

地址：台南市仁德區中正路一段732號

電話：06-266-2809



Document No.: JCQB-099
Release Date: 2024.06.01
Version: I