



Joson-Care 2024




安全第一 品質優良 永續經營





經營理念




歷史發展



Joson-Care 強盛興於西元 2000 年正式成立。主要產品線包含醫療床設備 (電動床 / 手動床)、居家護理床設備，不僅在台灣市場具有優良的聲譽，在製造生產技術上更是最有經驗及專業的醫療床製造公司。每一件產品都經過非常嚴格的品質管控過程，以確保準確性、強度和可靠性，在各方面都具有強大的競爭力。

為提升管理效率及達到產品品質符合國際標準規範，更通過 ISO-13485/LVD/EMC/FDA/MDR/QMS 的認證，也驗證公司理念提供高品質品、良好的客戶服務和不斷地技術創新，與此同時可以保證產品的價值及競爭力更是高於業界水準，成為最卓越的醫療器材製造公司。





目前 Joson-Care 強盛興外銷至全球 30 餘地區，如美國、日本、法國、韓國、印度、伊朗、巴拿馬、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國...等。

2008



高規安全認證
通過醫療電子器材
高規範安全要求認證
IEC 60601-38

2014



最新安全認證
通過醫療電子器材
最新安全要求認證
IEC 60601-52

2023



許可認證
歐盟醫療器材許可認證
MDR


2023



品質管理系統
醫療器材品質管理
系統準則QMS

多樣的醫療床系列產品，皆自主設計研發而來，從使用者的安全及操作進行產品設計，持續挹注研發能量，歷年來推出的各系列產品，廣受市場好評；透過持續不斷的推陳出新，累積多年研發經驗，更奠定了強盛興立足市場 24 年的成長基石。


創建自有檢驗實驗室，針對醫療床的各部元件，設立專業檢測程序模組，進行耐用度、妥善率、操作性、安全性...等驗證測試，確保產品設計、安全、質量，皆能符合國際安規及市場需求。




EN系列




EN-3M



背部升降
0~70°



膝部升降
0~28°



床面升降



背膝聯動




正 床面傾斜
±11°



反 床面傾斜
±11°



170KG
安全負載



4PCS

線性傳動推桿




後備電池盒



IP54

電控系統
防水等級


EN-2M



背部升降
0~75°




膝部升降
0~15°



床面升降



背膝聯動




正 床面傾斜
±11°



反 床面傾斜
±11°



173.5KG
安全負載



3PCS

線性傳動推桿



後備電池盒



IP54

電控系統
防水等級

EN-3M

折疊型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號

電動折疊式床體設計




標配

- 手持操作器
- 電動床面傾斜
- 一般輪

選配

- 護欄 (全覆式/扶手式/插式)
- 適用床墊尺寸 L1980xW820xH150mm



床身傾斜



尊榮坐姿



木質床頭尾板




各式護欄選配 (全覆式/扶手式/插式)

EN-2M

組合型電動床

衛部醫器製壹登字第000547號

床體分箱包裝 五件組




標配

- 手持操作器
- 電動床面傾斜
- 防塵煞車輪
- 床墊擋片 (6個)

選配

- 護欄 (全覆式/扶手式/插式)
- 適用床墊尺寸 L1980xW890xH100mm



床身傾斜




尊榮坐姿



木質床頭尾板



防塵煞車輪



床墊止滑設計-床墊擋片

3款護欄




扶手式護欄

依照護理需求架設於床體側邊，可選擇外開角度輔助被照顧者站立，以便離床或是與床身平行，以保護被照顧者躺臥在床上時避免滑落床下



插式護欄

依照護理需求可選擇裝設於床體側邊或床尾，以保護被照顧者



開關卡榫座採金屬設計

全覆式護欄

依照護理需求架設於床體側邊，可平放或立起以保護被照顧者

欄護搭配

依需求混搭使用

各式護欄適用型號

ES-02JH | EN-3M | EN-2M | ES-18UDS | ES-17UDS



ES-02JH



EN-3M



EN-2M



ES-18UDS



規格	EN-3M	EN-2M	功能配備	EN-3M	EN-2M
床全長	L : 2140mm	L : 2140mm	尊榮坐姿	☑	☑
床全寬	W : 970mm	W : 1070mm	折疊式床型	☑	
床面長	L : 1935mm	L : 1900mm	組合式床型		☑
床面寬	W : 775mm	W : 910mm	手持操作器	☑	☑
床面高度	4"一般輪 300~700mm	4"防塵煞車輪 300~700mm	護欄：扶手式	☑	☑
背部床面升降	0~70°	0~75°	全覆式	☑	☑
膝部床面升降	0~28°	0~15°	插式	☑	☑
床面傾斜	11°	11°	防塵煞車輪	☐	☑
安全負載	170kg	173.5kg	一般輪	☑	
床輪直徑	4"	4"	點滴架插孔	☑	☑
傳動方式(馬達數)	4	3	床墊擋片		☑
供給電壓&頻率	AC110 ; 50/60Hz	AC110V ; 50/60Hz			
後備電池盒(不含電池)	9V鹼性電池3顆	9V鹼性電池3顆			
防塵、防水等級(電控系統)	IP54	IP54			

☑ 標配 ☐ 選配

適用床墊尺寸	L1980xW820xH150	L1980xW890xH100
--------	-----------------	-----------------

規格公差：床全長/寬/高 ±20mm 護欄寬 ±30mm 角度 ±5°



總公司 強盛興企業股份有限公司

📍 桃園市龜山區湖山街180巷77弄11號

☎ 03-329-0925

✉ overseas@joson-care.com.tw

🌐 www.joson-care.com

台中 分公司

地址：台中市西屯區成都路280號1樓

電話：04-2316-0743

台南 分公司

地址：台南市仁德區中正路一段732號

電話：06-266-2809



Document No.: JCQB-099

Release Date: 2024.06.01

Version: I